


J- Pfkp J- Wb، Ihc-P، Elisa - Q01813

CM0003810: رصنع ال مقرر



ةمدقم

PFKP فدهتسي بنراً ةلّيسنل ايداحاً داضم مسج
Western blot، وIHC-P، ل- هنم ققحتُم، يرشبل
ذرجل و رأفلا عم بلصتم لعافت عم ELISA و
بالقتساو ركسل للحت تاساردل يلاثم
ناطرسل.

ديزل فرعا

راي عم ال	هم يال
جتنم ال مس	بنراً ةلّيسنل ايداحاً داضم مسج PFKP
رخأء اسماء/اتاطحال م	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
عون ال	يرشب
نيج ال فرعم	5214
يعانم ال دصتسم ال	(NP_002618.1) يرشبل ال PFKP نم 336-540 ةيني مألل صامحألل قباطم لسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب
ردصم ال	بنراً
ةئفا	ةلّيسنل ايداحاً داضم ماسحأ
قبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
بلصتم ال لعافت ال	ذرج، رأف، يرشب
SWISS	Q01813
نيوتوب لل يئيزجل نزلو	نوتلاد وليك 86
نشل ال	جلت سيك