


J- Pfn2 J- Wb، Elisa - داضم ةلېسننل ددعت م بنراً داضم مسج P35080

مصنوع ال مقرر: CM0027530



ةمدقم

فدهتسي ةلېسننل ددعت م بنراً داضم مسج ج- ه ن م ققحتُم، (PFN2) يرش ب ال 2-نيليفورب PFN2 فشكتي. ELISA و Western blot (WB) ذرل او رافل او ناسنل انيع في تاذل ميطنتو نيكتال تايكيمايدي ةساردل يلاثم يولخل لكيهل.

ديزمل فرعا

ةمدقم ال	ةم يال
جت م ال مس	PFN2 (pAb) ةلېسننل ددعت م بنراً داضم مسج
رخاء اسماء/اتاطاح الم	PFL; D3S1319E; PFN2
عون ال	ناسن
نيج ال فرعم	5217
نيج ال فرعم	5217
يعانم الم دضتسم ال	PFN2 (P35080) يرش ب ال 100-140 ن م يني م ال ضام ال نمض لس لسستل قباطم يعانطصا ديتب
ردص الم	بنراً
ةئف ال	ةلېسننل ددعت م ةداضم ماسج
قيبطت ال	WB، ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرل، رافل، ناسنل
SWISS	P35080
نيتوربل ليئي زحل نزول	نوتلاد وليك 15
نحش ال	جلت سيك