

**Pgam5 J- Wb، Ihc-P، If/Icc،
Elisa - Q96Hs1**

CM0015463: رصنع لى مقر



ةمدقم

دض بنارأل نم ةلسنل ددعت ماض مسج
ل هتصلص نم ققحتلا م، يرشب ال PGAM5
ناسنل عم لعافت. WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA.
الكيماني دل ةسار دل بسانم. ذرل او رأل او
يتاذل اماقتلال او، ةيئاري رذنوك و تيملا
رخانل يولخلل توملل او، ايرذنوك و تيملل

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مصدر المستضاد	PGAM5 Rabbit pAb
مستضد / تفاعل مستضد	BXLBV68; PGAM5
نوع العينة	إنسان
(إنسان) نسيج فرعي	192111
نسيج فرعي	192111
معيار التصنيف	NP_001164014.1) يرشيب الـ PGAM5 يتورب من 146 إلى 50 مة نيء المأصالح أعم قفاوتى لسلست ىل عىوتجى فىلثؤم جامدن نيتورب
ردص	بنرأ
الفئة	هؤسلى ءءءتم ءااص المأسأأ
قبطط	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لءابالم لعافلا	ءرج، رأف، أنسن
SWISS	Q96HS1
نوتوربل نزو	نولءاء ولىك 32
نشل	جلت سىك