


Pge Ep1 لبقق تسمل داضم ةل س ن ل ددعت م بنراً داضم مسج (Ptger1) Wb و Elisa - P34995

مصنوع ال مقرر: CM0016995



ةمدقم

فدهت سي ةل س ن ل ددعت م بنراً داضم مسج
WB و ل ه ن م ققحت ال مت (EP1) يرش ب ال PTGER1
رأف ال عم عطاقت م لكش ب لعافت ي. ELISA.
ضابقنا، ل لك ال فئاظو تاساردل بسانم
GPCR. تاراش إو، ءاسل م ال تالضع ال

ديزل الفرع

راي عم ال	ةم ي ق ال
جت م ال مس ا	PGE EP1 (PTGER1) لبقق تسمل ةل س ن ل ددعت م بنراً داضم مسج
رخ اءاسا/تاطح ال م	EP1; لبقق تسمل PGE EP1 (PTGER1)
عون ال	يرش ب
م ي ج ال فرع م	5731
م ي ج ال فرع م	5731
يغانم ال دصت تسمل	PGE receptor EP1 (PGE EP1) لبقق تسمل م 300-400 ةي ني م ال ا ضا م ال ا نمض لس لس لتل قباطم يغانطصا دي تبب ا يغانطصا دي تبب (PTGER1) (NP_000946.2).
ردص م ال	بنراً
الف	ةل س ن ل ددعت م ةداضم ماسج ا
ق ي ب ط ال	WB, ELISA
عطاقت م ال لعافت ال	رأف ال
SWISS	P34995
ي ئي زج ال نزول ني تورب لل	نوت لاد وليك 42
نحش ال	جلت سيك