

لقنن لابل صرل لل Phc2 دص ةللسننل ددعت م داض م سرج Elisa - Q8lxxk0 و Western Blot في فطلل

مصنوع ال مقرر: CM0016525

مقدم

ددعت م داض م سرج وه PHC2 Rabbit pAb مصرل هتصلل ص نم ققحتل مت ةللسننل
ELISA و (Western blot) في فطلل لقلل
كيتاموه يلوبلابل هبش نيتورب فدهتسيو
في كراشي PRC1 بكرمل نوكم وه، 2 يرشبل
ايجولويب ثاابل يلاثم. تانجل تاكسإ
نيتاموركلا.

ديزملل فرع

مصنوع ال	ليصاف ال
مستنم ال مس	PHC2 Rabbit pAb
مراعت المامسأل / تاطحال الم	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
عون ال	يرشب
مجلل فرعم	1912
مغانم الم صتسم ال	(NP_004418.2) يرشب ال PHC2 نيتورب نم 323 لىل 250 نم ةللسننل المامسأل الم قفاوتى لسلست لىل عوتخي فلتؤم مغانم نيتورب
مصم ال	ب نرأ
مئة	ةللسننل ددعت الم داض المامسأل
قبطت ال	WB, ELISA
لدابلل لعلات ال	يرشب
مزم SWISS	Q8lxxk0
نيتورب ال نرو	نوتلاد وليك 91
محلل	جلت سيك