


Anti-Phf8 J- Wb و Elisa - Q9Upp1 دص ةلېسنن لاي داحأ داضم

رصننعل مقرر: CM0002912



ةمدقم

PHF8 دص بنرأل نم ةلېسنن لاي داحأ داضم، نوتسهل نيسيل لايثيم عزان وهو، (KDM7B)، تاني ع في ELISA و WB- ل هتحص نم ققحتل مت روطتو قلختل ثاحبال لايلاثم. ةيرأف و ةيرشب ةلخل.

ديزل افرع

لماعل	ةمقلا
جتنملا مسا	PHF8 Rabbit mAb
راعتسم س/اتاطحال م	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	23133
GeneID	23133
دصتسملا	PHF8 (Q9UPP1) يرشبلا PHF8 نم 800-900 ةنيملال ضامحال لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتببإيعانطصا ديتبب.
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةلېسنن لاي داحأ داضم
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	رأف، ناسنإ
SWISS	Q9UPP1
نيتوربال نزو	118kDa
نحشلا	جلت سيك