


Wb - JJ بن رأ لانول كى لوب C-Myc-S373-وف سوف داضم P01106

CM0001565: رصنع لاقر



مقدم

c-Myc - ب ص ا خ ب ن ر أ ل ن م ل ا ن و ل ك ي ل و ب د ا ض م
Ser373 ع ق و م ل ا د ن ع ي ر و ف س ف ل ي ر ش ب ل ا
ي ب ر غ ل ا ع ي ا ن م ل ا خ ي ط ل ت ل ا ل ي ل ح ت ل ب س ا ن م
ي ن ي ج ل ا خ س ن ل ا ل م ا ع ف د ه ت س ي . (Western blot)
ك ر ا ش م ل ا و ، c-Myc (~ 51 kDa) ل ي ل و أ ل ا ن ط ر س م ل ا
م ا ر و أ ل ا ن و ك ت و ا ي ا ل خ ل و م ن ف ي

ديزمل افرعا

رأي عمال	عمى قىل
جت نمل مس	Phospho-c-Myc-S373 Rabbit pAb
راع تس م س/ات اطخ ال	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S373
ع اون ال	ناسن
م ن ن) ن ج ال فرم	4609
م ن ج ال فرم	4609
مص تس م	يرش بل c-Myc في S373 ـب ـطى حم ال اى اق بل عم ق ف اوتى دحم ى روف سوف دى تب
م ص م	ب ن ر
الف	ـى روف سف ءا ص م م اس ح
قى بط ال	WB
ع طاق تم ال لع اف ال	ناسن
SWISS	P01106
ن ى تور بل ن زو	51kDa
م ح ش ال	ج ل ت سى ك