


ميسررلل لئاسنل ددعتم C-Myc (T358) وفسوف داضم Elisa - P01106 و (Wb) يبرغلل

رصنعلل مقرر: CM0001406



ةمدقم

c-Myc دض بنرألل نم لئاسنل ددعتم داضم
بسانم Thr358 عقوملل في يروفسوفلل
ELISA و (Western blot) يبرغلل ميسررلل
لماع وه، ةيرشبلل c-Myc ةرفسف نع فشكلك
ومن في كراشي ماروأ لماعو يسيئرئرخسن
ةيومدلل ةيعوألل نوكتو ايلخلل

ديزملل فرعل

لماعمل	ةمقلل
جتنملا مسا	Phospho-c-Myc-T358 Rabbit pAb
راعسم مس/اتاطاحلا م	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358
عونلل	ناسنل
GeneID (ناسنل)	4609
GeneID	4609
دضتسملا	يرشبلل c-Myc في T358 ـطيجملا ايلابلل عم قفاوتي ةرفسفلا بلا صاخ ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةيروفسوف ةداضم ماسحأ
قيلطتلل	WB, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ناسنل
SWISS	P01106
نيتوربلل نزو	51kDa
نحشلل	جلت سيك