


Chk1 (S280) - وفسوف لل ةداضم ةل س ن ال ةي دا ح ةداضم ماس ج أ Elisa - O14757 و (Wb) ي ب ر غ ل ل س ر ت ل ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0001670



ةم د ق م

صا خ ب ن ر أ ل ل ة ل س ن ال ةي دا ح ةداضم ماس ج
ي ر ش ب ال Chk1 ف ش ت ك ي ر و ف س و ف ل ل ا ب
ب س ا ن م . 280 ن ي ر ي س ل د ن ع ي ر و ف س و ف ل ل
(Western blot) ي ب ر غ ل ل س ر ت ل ل ت ا ق ي ب ط ت ل
ة ر و د ش ت ف ت ط ا ق ن ث ا ح ب أ ل م م ص م . ELISA و
ي و و ن ل ل ض م ح ل ل ف ل ت ة ب ا ج ت س ا و ة ل ل خ ل ل .

دي ز م ل ل ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-Chk1-S280 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CHK1; Phospho-Chk1-S280
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	1111
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ال Chk1 ف S280 ب ة ط ي ح م ل ا ي ا ق ب ل ا ع م ق ف ا و ت ي ي ر و ف س و ف ي ب ي ك ر ت د ي ت ب ب .
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ي ر و ف س و ف ةداضم ماس ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	O14757
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	54kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك