

J- Phospho-Dnmt1 بـ نرألل ةلـسنل ددعتـم داضـم مسـج Elisa - P26358 و If/Icc و Wb تاقـيـبـطـلـ (S714)

رـصـنـعـال مـقـر: CM0000479



ةمدقم

بـ صاخ بـ نرألل ةلـسنل ددعتـم داضـم مسـج
Phospho-DNMT1 (Ser714)، نم ققحتل مت
و IF/ICC و Western blot تاقـيـبـطـلـ هـتـحـص
رفسفـمـالـ يرشـبـالـ DNMT1 نـع فشـكـي
،ةـنـيـجـالـل ةـثـارـولـا ثـاـحـبـأل بـسـانـم
نـاـطـرـسـلـا ثـاـحـبـأو ،تـانـيـجـالـ تـاكـسـإو

ديـزـمـال فرعا

ةمدعمال	ةمـيـقـال
جـتـنـمـال مـسـا	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
ةلـيـدـب ءاـمـسـا/تـاـطـاـحـالـم	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Phospho-DNMT1-S714
عـاـوـنـالـا	يرشـب
مـيـجـال فرعم (يرشـب)	1786
مـيـجـال فرعم	1786
مـدـتـسـمـال (Immunogen)	يرشـبـالـ DNMT1 جـلـ S714 لـوـح يـعـانـص رفسفـم ديتـبـب (NP_001370.1)
رـدـصـمـال	بـنـرأ
ةـفـالـا	ةرفسفـم ةداضـم ماسـجأ
قـيـبـطـلـال	WB, IF/ICC, ELISA
بـلـاصـتـمـال لـعـافـتـال	يرشـب
SWISS	P26358
نـيـتـوـرـبـال نـزو	نـوـتـلـاد وـلـيـك 183
نـحـشـالـا	جـلـتـسـيـك