

Wb, Ip, JI- ةليسنلا ددعتم Egfr (T669) يليروفسوف داضم Elisa - P00533

رصنعلال مقر: CM0000451



ةمدقم

دض بنرألل ةليسنلا ددعتم داضم
هنم ققحتلا مت، EGFR (T669) يليروفسوف
ليحتلاو، (Western blot) يبرغلاليحتلا
ELISA. ةينقتو، (immunoprecipitation) يعانملا
يرشبلا EGFR نع صاخ لكشب فشكي
حيثي امم، 669 نينويرثلا يف يليروفسوفلا
يف EGFR تاراشا تالسلستل ةقيقد ةسارد
ةراشلا لقنو ماروألا ملع ثاحبأ

ديزملال فرعا

رايعملا	هميالا
جتنملا مس	Phospho-EGFR-T669 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتطاحال	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669
عاونا	ناسن
نيجال فرعم	1956
نيجال فرعم	1956
دضتسملا	NP_005219.2 يربشلا EGFR نم T669 لوح يعانطصا يليروفسوف ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةيروفسوف ةداضم ماسجا
قيبطتلا	WB, IP, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ناسن
SWISS	P00533
نيتوربال نرو	134kDa
نحشلا	جلت سيك