


P49840 - ب نرأ ن م باسنأل ددعتم (S21) -Gsk3A وفسوف داضم رصنعأل مقرر: CM0000607



ةمدقم

ةدوجلأل لعل ب نرأ ن م باسنأل ددعتم داضم مسج
عقومأل لعل لعل وفسوفأل GSK3α فدهتس
للاثم. ELISA و IP و WB لعل (لرشلل) Ser21
نلوسنأل ةمواقمو Wnt تاراشل ةسارل
أبللصتم لعللعلل. رمهلل ضرمو ةتامتسلالو
ناسنأل عم

دزلل فرع

لعللعل	ةمقلل
جتنمأل مسأ	ةداضم ماسجأ Phospho-GSK3α-S21 Rabbit p
راعنسم مسأ/تاطلأل م	GSK3 alpha; GSK3A; Phospho-GSK3α-S21
عاونأل	ناسن
GeneID (ناسن)	2931
GeneID	2931
دصنمأل	لرشلل GSK3α لعل S21 لعل لعللعلل وفسوف دتبلبللعلل ةتبلل (NP_063937.2).
رصمأل	ب نرأ
ةلل	ةلوسوف ةداضم ماسجأ
قلبطلل	WB, IP, ELISA
بللصتمأل لعللعلل	ناسن
SWISS	P49840
نلوسنأل نلو	51kDa
نلشأل	جلل سلك