

H1.3-نوتسه-وفسوفلل داضم ةلنسنل يداحاً داضم مسج T17/نوتسه H1.4-T17 ليحرتلل (Wb) و Elisa - P16402 / P10412

CM0001370: رصنعل مقرر



ةمدقم

صاخ بنرأل نم ةلنسنل يداحاً داضم مسج
H1.3 و H1.4 نوتسه في T17 ةرفسفل عقومب
و WB في مادختسالل هتحص نم ققحتلا مت
، ناذرل او نارئفل او رشبل تاني ع في ELISA
، ناطرسل تاساردو ني تاموركلا ثاحبأل يلاثم

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقل
جتنملا مسا	Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 Rabbit mAb
راع تسسم مس/اتاطحال م	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17
عاونألا	ناسنإلا
م (GeneID) نجلال فرعم	3007/3008
دضتسملا	يعانص ديتبب
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةرفسفلل ةداضم ماسحأ
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	درجال ، رأفلا ، ناسنإلا
SWISS	P16402 / P10412
نيتوربلال نزو	30 kDa
نحشلا	جلت سيك