


لـ H3-S10 نوتسه-وفسوفلل ةداضم ةلېسنل ةديحو دادضاً Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

رصنعلال مقر: CM0000443



ةمدقم

نوتسهال دض بنرأل نم ةلېسنل ةديحو دادضاً ققحتال مت Ser10، عقومال يف رفسفم ال H3 رشب ال يف WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA لـ اهنم؛ ويوونل ميسجلل ساساً نوكم. ذرل، رأل، نيتاموركال فثكت زيمت ةرفسفال يماسقنال.

ديزمال فرعا

لماعمال	ةمقيل
جتنم ال مس	Phospho-Histone H3-S10 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحال م	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10
عاونال	ناسن
نيجال فرعم (ناسن)	8350
نيجال فرعم	8290/8350
دضتسم ال	H3 (P68431) ناسنال نوتسه نم S10 عقومال لوح رفسفم يعانص ديتبب يعانص ديتبب
ردصم ال	بنرا
ةفئ	ةرفسوفلل ةداضم دادضاً
قبطتال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتم ال لعافتال	(عقوتم عساو دم) ىرخ، ذرل، رأل، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربال نزو	15kDa
نحشال	جلت سيك