


ج- بنرأال نم ةلېسننل ايداحأ H3-S28 نوتس-ه-وفسوفل اداضم Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

رصننعل مقرر: CM0001278



ةمدقم

صاخ بنرأال نم ةلېسننل ايداحأ اداضم
رفسفم ال H3 نوتس-ه-وفسوفل اداضم
ل-هتخص نم ققحتل مت 28 نيريسل دنع
Western blot، و، ايعانم ال بيسررتل او،
نارئفل او رشبل عم لدابت مل كش بلعافتو
نيتامورك او قلختل اداحل يلاثم. ناذرل او

ديزمل فرعا

لماعلم	هميقل
جتنم الم سا	Phospho-Histone H3-S28 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S28
عاونال	ناسن
م (ناسن) نيجال فرعم	H3
نيجال فرعم	8290/8350
دضتسم ال	يرشبل H3 نوتس-ه نم S28 لوح ايعانطصا رفسفم ديتبب: ايعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةرفسفم ةداضم ماسحا
قبيطتل	WB, IP, ELISA
عطاقتم ال لعافت	(عقوتم عساو دم) ىرخأ، ذرح، راف، ناسن
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربل نزو	15 kDa
نحشال	جلت سيك