


Q05469 - ب ن ر أ ل ا ن و ل ك ي ل و ب Hsl-S660 و ف س و ف د ا ض م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0000862



ة م د ق م

ر و ف س و ف ل ا ب ص ا خ ب ن ر أ ل ا ن و ل ك ي ل و ب د ا ض م
Ser660 ع ق و م ل ا ي ف ي ر و ف س و ف ل ا HSL ف د ه ت س ي
ع م ل ع ا ف ت ي و ؛ ELISA و WB ل ه ي ل ع ق ق ح ت ل ا م ت
س ا س ح ز ا ب ي ل ن ع ف ش ك ي . ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا
ي ئ ا ذ غ ل ل ا ل ي ث م ت ل ا ي ف ك ر ا ش ي ت ا ن و م ر ه ل ل
ي ق ا ط ل ا ن ز ا و ت ل ل ا و ن و ه د ل ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3991
د ص ت س م ل ا	NP_005348.2) ي ر ش ب ل ل LIPE ن ي ت و ر ب ن م S660 ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س و ف د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ي ر و ف س و ف د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q05469
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	117kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك