

J- Phospho-Irf3 داضم يبنارأ ةللسنل ديحو داضم مسج
Elisa - Q14653 و **(Wb)** يبرغل خيطلتلل **(Ser386)**

CM0000573: رصنع لاقر



مقدم

تقيع ونال يلاع ةليسنال دح و بي نأرا داضم مسج
 تاق يبط تل IRF3 (Ser386)-وف سوف دض
 ELISA و (Western blot) بي برغال خي ط لت
 IRF3 ني تور بل نع داضم ل مسجل فش كي
 وه، 386 ني ري سل دنع رفس فم ل يرش بل
 ةي ع انم ل تابا ج ت سال ل يسي ئر مطنم
 اس و ري فلل ة داضم ل ةي رط فل

دي زملا فرعا

لما عا مل	ه م ق ل
ج ت م ل م س ا	Phospho-IRF3-S386 Rabbit mAb
را ع ت س م س ا / ا ط ا ح ا ل ا م	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ا ف ر ع م	3661
ن ج ل ا ف ر ع م	3661
ل ا ع ا ن م ل د ل و م ل ا	(Q14653) ي ر ش ب ل ا I R F 3 ن ي ت و ر ب ل ا ن م S 386 ع ق و م ل ل و ح ر ف س ف م ي ع ا ن ا ط ص ا د ي ت ب ب .
ل ا ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ا ل ف ا	ا ر ف س ف م ل ا ا د ا ص م ل ا م ا س ا ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	Q14653
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 47
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك