


وفسوفل داضم الي بنرأ ةليسننل يداأ ال داضم ال مسجل ي طقننل يبرغل خي طلتل (Phospho-Jund (S255)) يد نو (Wb) - P17535 (Elisa) يعانم ال يميزنإل صحتل او

رصننعل مقرر: CM0001001



ةمدقم

وفسوفل ي بنرأ ةليسننل يداأ داضم مسجل
دمتعم (Phospho-Jund (S255)) يد نو
ي طقننل يبرغل خي طلتل ي ف مادختس ال
مسجل فشكي . يعانم ال يميزنإل صحتل او
يدل رفسفم ال يد نو لكش نع داضم ال
تاراشإل ثاأبأل يلاثم . رأفل او ناسنإل
AP-1 - P17535 ل ةيولخل

ديزملل فرعإ

رايعم ال	هم يال
جتنم ال مس	S255 عقوم ال دنغ يد نو وفسوفل ي بنرأ ةليسننل يداأ ال داضم ال مسجل
ةليدب ال ءامسأل / تاطحال ال	AP-1; Phospho-Jund-S255
عون ال	ناسنإل
نيج ال فرعم	3727
يعانم ال دصتسم ال	(P17535) يرشب ال يد نو نيج ل S255 عقوم ال لوح رفسفم يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةرفسفم ال داضم ال ماسجأل
تاقبيطت ال	WB, ELISA
لدابت ال لعافت ال	رأفل
رمر SWISS	P17535
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 35
نحش ال	جلت سيك