

Wb و If/Icc - Jj ب نرأ لانول كيليوب Limk2-T505-وفسوف داضم P53671

CM0001824: رصنع ال مقرر



ةمدقم

ددمو ةيعون ال يلاع ب نرأ ن لانول كيليوب داضم
م ت، T505 عقوم ال ي LIMK2 دض روفسوف لل
(Western blot) يبرغ ال ليحرت لل ه ن ققحت ال
ي (immunofluorescence) ةيعانم ال ةعانم ل و
ثا ب أ ل ي رورض. ذرل و ر أ ف ل و ناسن إ ل تان ي
ا. ا ل خ ل ة ي ك ر و ن ي ت ك أ ل تاي ك ي م ا ن ي د

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةم ي ق ل
ج ن م ال م س ا	Phospho-LIMK2-T505 Rabbit pAb
راع ت س م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	LIMK2; Phospho-LIMK2-T505
ع ا و ن أ ل	ناسن
م ن ي ج ال فرع م	3985
م ن ي ج ال فرع م	3985
دض ت س م ال	ي ر ش ب ال LIMK2 ن م T505 ب ة ط ي ح م ال ا ي ا ق ب ال ع م ق ف ا و ت ي ر و ف س و ف ل ل د د م د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ل	ة ي ر و ف س ف ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IF/ICC
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن
SWISS	P53671
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	72kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك