

و Wb ل بنرأل نم ةلېسننل يداح Lrrk2-S935-وفسوف داضم Elisa - Q5S007

رصنعل مقرر: CM0001970



ةمدقم

نع فشكل ل بنرأل نم ةلېسننل يداح داضم
ELISA و WB ل (Ser935) يروفسوف ل LRRK2
ةيصوصخ. ذجل او رأفلا عمّا عطاقت لم لعافت
مادختساب هتخص نم ققحتلا مت، ةيلاع
تاساردل يلاثم. يعانطصا يروفسوف ديتبب
ي.بصعلال سكتنلال ونوسنكاراب ضررم

ديزمل فرع

لماعمل	ةمقيل
جتنم الم س	Phospho-LRRK2-S935 Rabbit mAb
راعستم مس/اتطاحالم	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Phospho-LRRK2-S935
عاونال	ناسنل
م (ناسن) نجلال فرع	120892
دصتم الم	ي رشبال LRRK2 نيتورب نم S935 لوح يعانطصا يروفسوف ديتبب (Q5S007)
ردص الم	بنرأ
ةئفلا	ة يروفسوف ةداضم ماسجأ
قبطت الم	WB, ELISA
عطاقت الم لعافت الم	دج، رأف
SWISS	Q5S007
نيتوربال نزو	286kDa
نجلال	جلت سيك