

## ةيداحأ ماسجأ Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) وفسوفلا داضم ةللسنل Wb/If/Elisa - P46734 / P52564 :رصنعل مقرر CM0000820

### ةمدقم

صاخ بنرألا نم ةللسنل يداحأ داضم مسج  
 عقوملا يف ةرفسفل فدهتسي روفسوفلاب  
 نم S207 عقوملاو MKK3 نيتورب نم S189  
 هتحص نم ققحتلا مت MKK6. نيتورب  
 يبرغلل يغانملا بيسرتلا يف همدختسال  
 (IF/ICC) ةيولخلا ةغانملاو (Western blot)،  
 رأفلاو ناسنإلا تانيي يف ELISA ةسياقمو  
 رتوتلاب ةطشنملا MAPK تاراسم ةساردل.

### ديزملل فرعإ

| راي عملا          | هميلا                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا        | Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb                                 |
| راعنسم مس/اتاطحال | MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207                             |
| عاونألا           | ناسنإ                                                                  |
| نيجلا فرعم        | 5606/5608                                                              |
| دصتسملا           | يرشبلا MKK3/MKK6 نم S189/S207 لوح يغانملا يروفسف ديتبب إيعانملا ديتبب. |
| ردصملا            | بنرأ                                                                   |
| ةئفلا             | ةيروفسف ةداضم ماسجأ                                                    |
| قيبطتلا           | WB, IF/ICC, ELISA                                                      |
| عطاقتلا لعافتلا   | رأف، ناسنإ                                                             |
| SWISS             | P46734/P52564                                                          |
| نيتوربلا نزو      | 36kDa/39kDa/31kDa/37kDa                                                |
| نحشلا             | جلت سيك                                                                |