


Nf-Kb P65/Rela - وفسوفال دض بنراً ةليسننل يداأ داضم Elisa - Q04206 و Wb يبرغل في طلتل (Ser529)

مقرر: CM0001248 رصنعل



مقدم

يعونل وفسوف ةليسننل يداأ بنراً داضم NF-
ني توربلل S529 ةرفسفل عقوم فدهتسي
نم ققحتل مت (RelA)، يرشبلل p65 kB
ELISA و (WB) يبرغل في طلتل هتجالص
باهتلال في NF-KB تاراش ةساردل يلاثم
ناطرسلالو ةعانملالو.

ديزمل فرعا

معمل	موقل
مستعمل	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 ةليسننل يداأ بنراً داضم
ليدب مسا / تاطحال	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
عونل	يرشب
نيجال فرعم	5970
نيجال فرعم	5970
معام دلوم	(NP_068810.3) يرشبلل NF-kB p65/RelA ني توربلل S529 عقومل لوح يعانطاص ةرفسف ديتبب يعانطاص ديتبب
ردصم	بنراً
ةفلا	ةيروفسوفال داضم الماسألا
قيبطتال	WB, ELISA
لدابتال لعافتال	يرشب
SWISS	Q04206
ني توربلل نرو	نوتلاد وليك 60
نحشال	جلت سيك