


P53 (Ser15)-وفسوف دض يبنارأ ةلېسننل يداأ داضم Elisa - P04637 و If/Icc و Wb ةينقتل

مقرر: CM0001774 رصنع



ةمدقم

هيلع قداصم يبنارأ ةلېسننل يداأ داضم (Ser15) يرشب ال p53-وفسوف دض KO ةقيرطب لعافت ي. ELISA و IF/ICC و WB تاي نقتل بسانم ثاأ بال يلاثم. يرأفلاو يرشب ال p53 عم ةتامتسال او ناطرسل.

ديزمل فرعا

ةمدقم	ةمقلا
جت نمل مسا	Phospho-p53-S15 دض يبنارأ ةلېسننل يداأ داضم [KO-ب هيلع قداصم]
راعتسم مسا / تاطحالم	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S15
عونلا	يرشب
نيجال فرعم (يرشب)	7157
نيجال فرعم	7157
يعانملا دضتسملا	يرشب ال p53 نم S15 عقوملا لوح يعانطصا يروفسوف ديتبب
ردصملا	بنرأ
فينصتلا	ةيروفسوفلا ةداصملا ماسجالا
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتل لعافتلا	رأف، يرشب
SWISS	P04637
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 44
نحشلا	جلت سيك