

و-ف سوف -ل داضم ال يبنرأل ةليسنن ال يداحأل داضم ال مسجل ال Pten-S380/T382/T383 Wb و If-P و Ihc-P و Elisa - P60484

رصنن عل مقرر: CM0001402



ةمدقم

ل- يبنرأل ةليسنن ال يداحأل داضم ال مسجل ال
نغ فشكي PTEN-S380/T382/T383-و فسوف
عقوم ال ي ف رفسفم ال يلخال ال PTEN
هتيحالص نم ققحتل م. S380/T382/T383
لغات عم ELISA و IHC-P و IF-P و WB تاي نقتل
ثاأبأل يلاثم. نادرالو نارئفلو رشبل عم
تاطبثمب ةقلعتم ال ثاأبألو PI3K-AKT راسم
ماروأل.

ديزمل فرعا

لماعم ال	ةميال
جت منم ال مس	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
ليدب مس / تاطحال م	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
عون ال	رشبل
رشبلل ةبسننلابل فرعم	5728
نجلال فرعم	5728
يعانم ال دصتسم ال	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 رشبلل (NP_000305.3). نيتورب نم T383 و S380 نيعقوم ال لوح يعانطصا يروف سوف ديتبب
ردصم ال	بنرأل
ةئف	ةيروف سوف ال داضم ال ماسأل
قبطتل	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابتل لغاتل	درال، رافل، رشبل
SWISS	P60484
نيتورب ال نرو	47kDa
نحل	جلت سيك