


ج- بنرألا نم ةلـيسننلا يداحأ Rb-S807/811-وروفسوف داضم Wb - P06400

رصننعلال مقرر: CM0001031



ةمدقم

يداحأ Rb-S807/811-وروفسوف داضم فشتكـي
يف يروفسوفال RB بنرألا نم ةلـيسننلا
و WB- جـ بسانمو، رأفالو ناسنإلا يف S807/811
ةرود تاسارد معددي و ELISA، IF-P و IF/ICC و IP
مـرولا تباكو ةلـخل

ديزملال فرعا

لماعمل	ةمـيقل
جتنمـال مسـا	Phospho-RB-S807/811 Rabbit mAb
راعـتسم مسـا/اتطاحـالم	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
عاونـالا	ناسنإ
مـنـجـال فرعمـ	5925
مـنـجـال فرعمـ	5925
دضـتسمـال	يرشبال RB نم S807 & S811 لوح يغانطصا يروفسوف ديتبب (NP_000312.2)
ردصـمال	بنرأ
ةئـفال	ةـيروفسوف ةـداضم مـاسـجـأ
قـيـطـالـ	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
عـطـاقـتـالمـلـعـافـالـ	رأف، ناسنإ
SWISS	P06400
نـيـتـورـبالـ نـزو	106kDa
نـحـشـالـ	جـلـتـسـيـكـ