


نم ةلېسنن لاي داحأ Smad3 (S423/S425) وفوسفول داضم J- Wb, Ihc-P, Elisa - P84022 بنرأل

مقرر: CM0000783



ةمدقم

صاخ بنرأل نم ةلېسنن لاي داحأ داضم Smad3 pS423/pS425 فدهتسي روفسوفلاب في ELISA و IHC-P، WB، هتحص نم ققحتل امت لسالسة ساردل يرورض. ذرجل اورأفل اوراسنإل TGF-beta/activin تاراشإ

ديزملا فرعإ

لماعمل	هميقل
جتنم الم س	Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتاطحال م	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; Hst17436; Phospho-Smad3-S423/S425
عاونال	ناسنإ
نيجال فرع م	4088
نيجال فرع م	4088
دضتسم ل	يرشب ل Smad3 نم S425 و S423 لوح يعانص يروفسف ديتبب: يعانص ديتبب (P84022).
ردصم ل	بنرأ
ةفلا	ه يروفسف ةداضم ماسجأ
قبططال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتالم لعافتال	ذر، رأف، ناسنإ
SWISS	P84022
نيتوربال نزو	48 kDa
نحشال	جلت سيك