


Wb، Ihc- Jj ب ن ر أ ل ا ن و ل ك ي ل و ب 3-T179 د ا م س- و ف س و ف ل ا د ا ض م P، Elisa - P84022

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0000498



ة م د ق م

ل ا ن و ل ك ي ل و ب (Thr179) د ا م س- و ف س و ف ل ا د ا ض م
Jj ب ن ر أ ل ا ن و ل ك ي ل و ب (WB، IHC-P، ELISA).
ي د ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل ا 3 د ا م س ف ش ك ي
، خ س ن ل م ي ط ن ت و TGF-beta، ت ا ر ا ش إ ل ي ر و ر ض
ة ر ف س و ف ل ا ب ص ا خ ف ش ا ك . ض ا ر م أ ل ا ث ا ح ب أ و
ق و ث و م .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-Smad3-T179 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	4088
GeneID	4088
د ص ت س م ل ا	(NP_005893.1) ي ر ش ب ل ا 3 د ا م س ن م T179 ع ق و م ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س و ف د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ا ل ا	ة ي ر و ف س و ف د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IHC-P، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	د ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P84022
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	48kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك