

5داس-وفسوفلل داضم ةل س ن ن ل ددعت م داضم مسج ةيجي س ن ل ءاي مي ك ل ، تول ب ن رت سي ول ل (S463/S465) Q99717 - ازي ل ل ا ، ني فاراب ل - ةي ع ا ن م ل

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0000787



ةم د ق م

ددح م ب ن ر أ ل ا ن م ةل س ن ن ل ددعت م داضم مسج ق ق ح ت ل م ت . (S463/S465) ر ف س ف م ل 5 د ا م س ل ل ةيجي س ن ل ءاي مي ك ل ، تول ب ن رت سي ول ل ه ن م ن ا س ن ل ا ي ف ا ز ي ل ل ا ، ني فاراب ل - ةي ع ا ن م ل BMP ، ت ا ر ا ش ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ي ن ي ن ج ل ر و ط ت ل ا و ، ي و ل خ ل ز ي ا م ت ل ا و

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ةم ل ع م ل ا	ةم ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit pAb
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
ي ج ل ن ا ك ل ا	ن ا س ن ل ا
م (ن ا س ن ل ا) ف ر ع م	4090
ن ي ج ل ا ف ر ع م	4090
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	Phospho-Smad5-S463/S465 (NP_005894.3) ي ر ش ب ل ا م 5465 و 5463 ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س ف د ي ت ب ب : ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ر ف س ف ل ل ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	ا ز ي ل ل ، ني فاراب - ةي ع ا ن م ةيجي س ن ءاي مي ك ، تول ب ن رت سي و
ع ط ا ق ا م ت ل ا ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن ل ا
SWISS	Q99717
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 52
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك