

Wb، Ihc- P، Elisa - P11831 لـ بـ نـ رـ أ لـ نـ و لـ كـ يـ لـ و ب (Ser103) - و ف س و ف لـ د ا ض م

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0001024



ة م د ق م

ب-ة ص ا خ ب ن ر أ ل ن م ة ي ن و ل ك ي ل و ب ة د ا ض م م ا س ج أ
ي ر ش ب ل SRF ن ي ت و ر ب ل ي ر و ف س و ف ل Ser103
ب ي س ر ت ل ل ي ف م ا د خ ت س ا ل ل ا ه ن م ق ق ح ت ل م ت
ة ج ي س ن ل ل ة ع ا ن م ل و ، (Western blot) ي ب ر غ ل
ع ط ا ق ت م ل ع ا ف ت ت . ELISA ر ا ب ت خ ا و ، (ن ي ف ا ر ا ب)
خ س ن ل ل ة س ا ر د ل ة د ي ف م . ذ ر ج ل و ر أ ف ل ع م
ل ك ي ه ل م ي ط ن ت و SRF ة ط س ا و ب ط س و ت م ل
ي و ل خ ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Phospho-SRF-S103 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	MCM1; Phospho-SRF-S103
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
ن ي ج ل ا ف ر ع م	6722
د ص ت س م ل ا	(NP_003122.1) ي ر ش ب ل SRF ن ي ت و ر ب ل S103 ع ق و م ل و ح ي ع ا ن ط ص ا ي ر و ف س و ف د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ي ر و ف س و ف ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P11831
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	52kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك