

Tdp-43/Tardbp (S409/S410) فاشنل، يبرغل هي في طلتل Q13148 - ةيعانم ال ةيمي زنل ةسي اقم ال، يبونج ال

رصنعل مقرر: CM0001763



ةمدقم

صاخ خاسنن سالا ددعت م يبنرأ داضم مسج S409/S410 عقوم ال فدهت سي ةروف سوفلاب م (TARDBP) يرشبل ال TDP-43 ني توربل يبرغل هي في طلتل هتجال ص نم ققحت ال ةيمي زنل ةسي اقم ال او يبونج ال فاشنل صارم ال تايل ةساردل بسانم. ةيعانم ال ضمحل ايجولويبو ةي بصعل ال ةيسكنننل يئي زج نزو قاطن نع فشكي. يزوبيرل يوونل نوتلاد وليك 45.

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةميقل
جتنم ال مس	Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410 Rabbit pAb
ةليدب ءامسا / تاطحال م	ALS10; TDP-43; Phospho-TDP-43/TARDBP-S409/S410
عون ال	يرشب
م (رشبلل) ني ج ال فرع	23435
ني ج ال فرع	23435
يعانم ال دصتسم ال	TDP-43/TARDB (NP_031401.1) يرشبل ال S409 و S410 ني عقوم ال لوح يعانطصا يروف سوف دي تب
ردصم ال	بنرأ
ةئل	ةيروف سوف ةداضم ماسجأ
قيبطت ال	WB, DB, ELISA
لدابت الم لعافت ال	يرشب
SWISS تانايي ةدعاق	Q13148
ني توربل ال نزو	نوتلاد وليك 45
نحش ال	جلت سيك