


Ywhaz-S58- وفسوف داضم - Wb و If/Icc ل بنراً ل انول كيليوب P63104

CM0001098: رصنع ال مقرر



ةمدقم

فشتك ي بنراً ل نم تادضتسم ال ددعت م داضم 58 عقوم ال ي ف رفسفم ال YWHAZ اديدحت ةعانم ل او تولب نريتولل بسانم (نيري س) ذرل او رأفل او ناسنإل تاني ع ي ةيعانم ل. تاراشإل تاراسم ثاحبأل ي لاثم.

ديزم ل فرع

لماعم ل	همي ل
جت ن م ل م س ا	Phospho-YWHAZ-S58 Rabbit pAb
راع تسم م س ا/ تاطحال م	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; Phospho-YWHAZ-S58
عاون أ ل	Human
نيج ل فرعم	7534
دصتسم ل	Synthetic peptide
ردصم ل	Rabbit
ةف ل	Phosphorylated Antibodies
قبطت ل	WB, IF/ICC
عطاق ت ل ل عافت ل	Human, Mouse, Rat
SWISS	P63104
نيتورب ل نزو	28kDa
نحش ل	Ice bag