


عداضم الة لسننلا ةددعت م بنرأل اعداضم ال ماسجأل Ip، Elisa -، تولب نرتسيو-ل 319ي-او 70باز-وفسوفلل P43403

رصننعل مقرر: CM0001150



ةمدقم

ةل س ن ن ل ا ة د د ع ت م ب ن ر أ ل ا ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا م ت (pAb) 319ي-او 70باز-وفسوفلل اعداضم ال نرتسيو ةي ن ق ت ي ف ا ه م ا د خ ت س ا ل ا ه ن م ق ق ح ت ال ة س ي ا ق م و ، (IP) ي ع ا ن م ال ب ي س ر ت ل ا و ، (WB) تولب (ELISA) م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ي ع ا ن م ل ز ت م م ال Y319 ة ف ل خ م ل ة ي ع و ن . ة ي ر ش ب ت ا ن ي ع ي ف ز ا ن ي ك و ه و ، 70باز ن ي ت و ر ب ن م ة ر ف س ف م ال ا ي ا ل خ ل ل ت ا ل ب ق ت س م ت ا ر ا ش إ ث ح ب ي ف ي س ي ئ ر ة ي ف ي ك ت ل ا ة ع ا ن م ل ا و ة ي ئ ا ت ال .

ديزم ال فرع

راي عم ال	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	319ي-او 70باز-وفسوفلل اعداضم ال ة ل س ن ن ل ا ة د د ع ت م ب ن ر أ ل ا ة د ا ض م ال م ا س ج أ ل ا
ي ر خ أ ء ا م س أ ا ت ا ط ا ح ا ل م	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y319
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ي ج ا ل ف ر ع م	7535
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	(NP_001070.2). ي ر ش ب ال 70باز ن ي ت و ر ب ن م Y319 ل و ح ر ف س ف م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ر ف س ف م ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ال	م ي ز ن إ ل ا ب ط ب ت ر م ل ي ع ا ن م ل ز ت م م ال ة س ي ا ق م ، ي ع ا ن م ال ب ي س ر ت ل ا ، تولب ن ر ت س ي و
ك ر ت ش م ل ا ل ع ا ف ت ال	ي ر ش ب
SWISS	P43403
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ح ل ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 70
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك