


بنرأل نم تادضتسمال ددعتم Zap70 (Y493)-وفسوف داضم JL- Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P43403

رصنعال مقرر: CM0001417



ةمدقم

صاخ بنرأل نم تادضتسمال ددعتم داضم
نيزورتال دنع Zap70 فدهتسي روفسوفلاب
493، WB، IHC-P، IF/ICC،
رأفل، ناسنإل عم بلاضتم لعافت عم ELISA
تال بقتسم تاراشإ ثاحبال يلاثم. ذرجالو
ةيفيكتال ةعانمل او T اياخلال

ديزمال فرعا

لماعمال	ةمقوال
جتنمالمسا	Phospho-ZAP70-Y493 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ/اتطاحالم	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
عاونال	ناسنإل
ناسنإل (ناسنإل) فرعم	7535
نيجال فرعم	7535
دضتسمال	(NP_001070.2) يرشبال Zap70 نم Y493 لوج يعانص يروفسوف ديتبب: يعانص ديتبب
ردصمال	بنرأ
ةئفال	ةيروفسوف ةداضم ماسجأ
قبططال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
بلاضتمال لعافتال	ذرجال، رأفل، ناسنإل
SWISS	P43403
نيتوربال نزو	70kDa
نحشال	جلت سيك