

و Phox2B جـ لـ Wb دض لـ يسـنـنـلـا ددعـتـم بـنـارألـا داضـمـلـا مـسـجـلـا Elisa - Q99453

مصنوع الـ: CM0022225



مقدم

دض لـ يسـنـنـلـا ددعـتـم بـنـارألـا داضـمـلـا مـسـجـلـا
نـيـتـورب نـع فـشـكـي ELISA و WB لـ PHOX2B
يـخـسـن لـمـاع و هو ، يرأفلـا و يرشـبـلـا PHOX2B
يـلـا ثـم . ةـيـنـيـر دأروـنـلـا تـانـوبـصـعـلـا و مـنـلـا يـسـاسـأ
غـامـدلـا ثـا حـبـأ و يـبـصـعـلـا مـرولـا ثـا حـبـأ

ديـزـمـلـا فرعـا

رأيـعـمـلـا	هـمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	pAb بـنـارألـا PHOX2B [KD يـثـابـر هـكـلـا لـصـفـلـا بـدـمـتـم]
ةـلـيـد بـءـا مـسـا / تـاطـا حـا مـ	CCHS; PMX2B; NBLST2; NBPhox; PHOX2B
عـونـلـا	يرشـب
مـنـيـجـلـا فرعـم	8929
نـيـجـلـا فرعـم	8929
يـعـانـمـلـا دضـتـسـمـلـا	(NP_003915.2) يرشـبـلـا PHOX2B نـيـتـوربـلـا 314 يـلـا 260 مـنـيـنـيـمـألـا مـسـا حـألـا قـفا و يـلـسـلـسـتـ يـلـع يـوتـحـي فـشـتـؤ مـيـجـا مـدـنـا نـيـتـورب
ردصـمـلـا	بـنـرأ
ةـفـلـا	لـيـسـنـنـلـا ددعـتـم ةـدـاضـمـلـا مـاسـجـألـا
قـيـطـطـلـا	WB, ELISA
لـدـا بـتـمـلـا لـعـا فـتـلـا	يرأف ، يرشـب
SWISS	Q99453
نـيـتـوربـلـا نـزو	نـوتـلـا دـولـيـك 32
نـحـشـلـا	جـلـث سـيـك