

افلأ P110 زانيك PI3 - داضم بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج J- Wb, Ip, Elisa - P42336

رصنع ال مقرر: CM0007047



ةمدقم

دض ةدوجل اللع ةلئسنل يداأ بنرأ داضم مسج
PI3 (PIK3CA) يرشبل افلأ p110 زانيك
رأفل عم بلصتم لعافت عم WB, IP, ELISA
يتل IVD تاسي اقم ريوطتل للاثم. ذرأل او
PI3K/AKT تاراشإ راسم فدهتست

ديزل فرعا

راي عم ال	ةمق ال
جتنم ال مسا	افلأ p110 زانيك PI3 - ةلئسنل يداأ بنرأ داضم مسج
رخاء اسماء/تاطاح الم	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PI3 زانيك p110
عون ال	يرشب
مجي ال فرعم	5290
مجي ال فرعم	5290
يعانم ال دضتسم ال	(NP_006209.2) يرشبل افلأ p110 زانيك PI3 م 294-610 ةني مأل ضامأل قباطم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأل
ةفلا	ةلئسنل يداأ داضم ماسأ
قبطت ال	WB, IP, ELISA
بلصتم لعافت ال	ذرأل، رأفل، ناسنإل
SWISS	P42336
نيتوربلل ئيئزجل نزلو	نوتلاد وليك 124
نحش ال	جلت سيك