

Pi3 Kinase P110 Beta دص ةلېسننل ددعت م داضم مسج Wb و Elisa - P42338 تاقېبطل

رصنعلال مقرر: CM0017387

ةمدقم

PI3 دص بنارأل نم ةلېسننل ددعت م داضم مسج Kinase p110 beta برشبلل، برسانم فدهتسي ELISA و Western blot تاقېبطل اهئاقبو، ايلخلل ومن في كراشي يذل، PIK3CB، عم عطاقتم لكشب لعافتي. ماروأل تاراشاو ناذرلل او نارئلل.

ديزملل فرع

ةمدلعل	ةمقلل
جتنملا مسا	PI3 Kinase p110 beta Rabbit pAb
ةلېدب ءامس/اتاطحال م	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
عاونألل	برشب
م (برشب) نجلل فرعم	5291
نجلل فرعم	5291
دصتسملا	PI3 Kinase p110 beta (NP_006210.1) برشبلل نم 410-600 ةنيملأل صامحلل لباقي لسلسلتي لعيوتحي بيكرتلل داغم يجامدنل نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفل	ةلېسننل ددعت م داضم ماسج
قېبطلل	WB, ELISA
عطاقتم لعافتل	ذر، رأف، برشب
SWISS	P42338
نيتوربلل نرو	نوتلاد وليك 123
نشلل	جلتسيك