

P110 زانيك Pi3- ج داضم بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج Elisa - P42338 و Wb- ج ل اتيب

رصنعال مقرر: CM0003802

ةمدقم

PI3 فدهتسي بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج (PIK3CB, P42338) يرشبلا اتيب p110 زانيك
ELISA و WB في مادختسالل هنم ققحتُم
حئافصلا ايجولويبو، PI3K/AKT تاراشإ ةساردل
ناطرسلالو، يئاذلا ماهتللالو، ةيؤمدلا

ديزملال فرعإ

رايعل	هميقل
جتنملا مسا	اتيپ p110 زانيك Pi3 دض بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج
يرخا ءامسا/تاطحالما	اتيپ p110 زانيك PI3; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3
عونلا	يرشب
نيجال فرعم	5291
نيجال فرعم	5291
يعانملا دضتسملا	(NP_006210.1) يرشبلا اتيپ p110 زانيك Pi3 نم 1-100 ةنيئمالا ضامألا نمض لسلستل قباطم يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنل يداأ داضم ماسجأ
قبطتلا	WB, ELISA
كترتشملا لعافتلا	يرشب
SWISS	P42338
نيتوربلل يئيزجال نزولا	نوتلاد وليك 123
حنشلا	جلت سيك