

Wb، J- اتلد Pi3 P110 زانيك دص ةلېسننل ددعت م داضم مسج Elisa - 000329

مصنوع ال مقرر: CM0024282



ةمدقم

بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داضم مسج
يرشب ال اتلد PI3 p110 زانيك فدهتسي
(PIK3CD، 000329). WB- هنم ققحتل م
رأفل او ناسنل عم عطاقتم لعافت عم
ELISA، يغانم الزاهج الاراش اناحبال يلاثم. ذجل او

ديزمال فرع

راي عم ال	ةم ي قل
جتنم ال مس	اتلد PI3 p110 زانيك دص بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داضم مسج
رخا ءامس/اتطاحالم	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; اتلد PI3 p110 زانيك
عون ال	يرشب
مجي ال فرع م	5293
مجي ال فرع م	5293
يغانم دصتسم ال	(NP_005017.3) يرشب ال اتلد PI3 p110 زانيك نم 170-300 ةنيما ال صامح ال عم قفاوتي لسلسلتي لعي يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةلېسننل ددعت م داضم ماسج
قيبطت ال	WB, ELISA
عطاقتم لعافت ال	ذجل، رأفل، ناسنل
SWISS	000329
نيوتوب لل يئي زجل نزول	نوتلاد وليك 119
جشال	جلت سيك