

اتلد P110 زانيك Pi3 ج- داضم بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج J- Wb, Ihc-P, Elisa - 000329

مصنع ال مقمر: CM0002979



مقدم

زانيك Pi3 دض بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج
ج- هنم ققحتُم، (000329) يرشب ال اتلد p110
رأفل او ناسنإل عم لعافتي. WB, IHC-P, ELISA.
ناطرسل او ةعانمل اأابأل يلاثم. ذرأل او

ديزمل الفرع

راي عم ال	م ي ق ل
جتنم ال مس	اتلد p110 زانيك Pi3 ج- بنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج
رخأ اسم/اتاطالام	APDS; PI3K; IMD14; p110D; IMD14A; IMD14B; ROCHIS; P110DELTA; PI3 زانيك
عون ال	يرشب
م (يرشب ال) فرع م	5293
يعانم ال دصتسم ال	(000329) يرشب ال اتلد p110 زانيك Pi3 م 200-300 ةني مأل اضمأل نمض لسلسل قباطم يعانطصا ديتبب: يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
ة	ةلئسنل يداأ داضم ماسج
قبطت ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرأل، رأفل، ناسنإل
SWISS	000329
نيتورب لل يئزج ال نزول	نوتلاد وليك 119
نشل ال	جلت سيك