

J- Pi3 Kinase P85 Alpha J- Wb, Ihc-P, Elisa - P27986

رصاصن عل مقرر: CM0014208



ةمدقم

PI3 Kinase دض بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم
ل ه نم ققحتل م ت، يرشب ال p85 alpha
لکش ب لعافت ي. ELISA و IHC-P و Western blot
تاراش إ ساردل يلاثم. ذجل او رأفل عم لدابت
ني لوسنأل ل ةضيأل تاراسم ل او PI3K/AKT.

ديزم ل فرع

لماعل	هميل
جت نم الم سا	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb
راع تسم م س/ات اطاح الم	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
عاونأل	ناسن
GeneID (ناسن)	5295
GeneID	5295
دضتسم ل	PI3 Kinase p85 alpha (NP_852556.2) يرشب ال 240-380 م ني مأل ماضحال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةفل	لئاسنل ددعت م ماضم ماسج
قبطتل	WB, IHC-P, ELISA
لدابت لم لعافت ل	ذج، رأف، ناسن
SWISS	P27986
ني تورب ل نزو	84kDa
نحش ل	جلت سيك