

Polymab® J- Wb، If- P، Ihc-P، Elisa - P27986/O00459 بـ نـ مـ Pi3 Kinase P85 Alpha/Beta داضـ مـ

رـ صـ نـ عـ لـ مـ قـ رـ : CM0007528



ةـ مـ دـ قـ مـ

و WB، IF-P، IHC-P، J- هـ تـ يـ حـ اـ لـ صـ نـ مـ قـ قـ حـ تـ لـ مـ تـ ذـ رـ جـ لـ اـ وـ ، رـ أـ فـ لـ ، نـ اـ سـ نـ إـ لـ عـ مـ لـ عـ اـ فـ تـ يـ . ELISA. PIK3R1/PIK3R2 (p85 alpha/beta) فـ دـ هـ تـ سـ يـ ثـ اـ حـ بـ أـ يـ فـ PI3K/AKT تـ اـ رـ اـ شـ إـ ةـ سـ اـ رـ دـ لـ لـ ثـ مـ أـ لـ ةـ بـ اـ جـ تـ سـ aـ lـ aـ وـ ، يـ ئـ اـ ذـ غـ lـ لـ يـ ثـ مـ تـ lـ ، نـ aـ طـ رـ Sـ lـ ةـ يـ عـ aـ nـ mـ lـ .

دـ يـ زـ مـ lـ فـ رـ عـ lـ

لـ مـ اـ عـ مـ lـ	ةـ مـ يـ قـ lـ
جـ تـ نـ مـ lـ مـ Sـ a	PI3 Kinase p85 alpha/beta Rabbit PolymAb®
رـ اـ عـ تـ Sـ mـ /اـ تـ اـ طـ aـ حـ aـ lـ mـ	PIK3R1/PIK3R2
عـ وـ نـ lـ	نـ aـ Sـ nـ lـ
نـ يـ جـ lـ aـ فـ رـ عـ mـ	5295 (PIK3R1) / 5296 (PIK3R2)
دـ صـ تـ Sـ mـ lـ	يـ رـ شـ بـ lـ aـ Pـ iـ 3ـ Kـ iـ nـ aـ sـ eـ pـ 85ـ a— b— e— t— a— R— a— b— b— i— t— P— o— l— y— m— a— b— ®
رـ دـ صـ mـ lـ	بـ نـ رـ أـ
ةـ ئـ eـ lـ	ةـ لـ يـ Sـ nـ lـ ةـ يـ دـ a— حـ أـ ةـ a— صـ mـ a— S— a— j—
قـ يـ بـ طـ Tـ lـ	WB، IF-P، IHC-P، ELISA
عـ طـ a— q— a— Tـ m— lـ a— E— a— f— f— a— T— lـ	ذـ رـ جـ ، رـ أـ fـ ، نـ a— S— n— lـ
SWISS	P27986/O00459
نـ يـ Tـ o— r— b— l— a— n— z— o	42-54 kDa/81-84 kDa
نـ حـ S— h— lـ	جـ lـ T— S— i— k