

PI3K- γ داضم ال يبنرأ ةل يسننل يداأ ال داضم ال مسجل Elisa - P48736 و Wb تاقىب طتل Gamma

مقرر: CM0004262



ةمدقم

ةدوجل ال يل اع يبنرأ ةل يسننل يداأ ال داضم مسجل (نوتلاد وليك 126، $\text{p110}\gamma$) PI3K-gamma دض $\text{PI3K}\gamma$ فشكي. WB و ELISA تاقىب طتلل تاراشإ تاساردل يلاثم؛ يرأفل او يرشبل ال، يئاي ميكلل باذنال، ةيعانم ال ايالخل، تالبقتسم ةطساوب ةمضنم ال تاراسم ال، ب-نرتقم ال نيوتوربل ال.

ديزم ال فرع

ةمصاوم ال	ةم لعم ال
PI3K-gamma Rabbit mAb	جت نم ال مس
PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K	ةراعتسم ال ءامسأل / تاطحال ال
رشبل	عون ال
5294	رشبلل (رشبلل) فرع
5294	نيحل فرع
(NP_002640.2) يرشبل ال PI3 Kinase-gamma نم 342 لى 130 نم ةينيأل اضمأ ال عم قفاوتى لسلست لىل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتورب	يعانم ال دضتسم ال
بنرأ	ردصم ال
ةل يسننل يداأ ال ةداضم ال ماسأ ال	ةئف
WB, ELISA	قىب طتل ال
رأفل، رشبل	لدابت ال لعافت ال
P48736	SWISS
نوتلاد وليك 126	نيوتوربل نزو
جلت سيك	نحش ال