

Pias4 J- Wb، Elisa - Q8N2W9 دض ةل يس نل ددعت م داض م س ج

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0027794

ة م د ق م

دض ب ن ر أ ل ن م ة ل يس ن ل ددعت م داض م س ج
ع م ELISA و WB ل ه ن م ق ق ح ث م ، ير ش ب ل Pias4
ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . ر أ ف ل ع م ة ب ل ا ص ت م ة ي ل ع ا ف ت
SUMOylation، ي خ س ن ل م ي ظ ن ت ل ،
ت ا ر ا س م و ، ي و و ن ل ا ض م ح ل ا ح ا ل ص إ

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	PIAS4 (pAb) ة ل يس ن ل ددعت م ب ن ر أ داض م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
ي ح ل ا ن ا ك ل ا	ن ا س ن ا ل ا
ن ي ح ل ا ف ر ع م	51588
ي ع ا ن م ل ا د ل و ت س م ل ا	(NP_056981.2) ير ش ب ل Pias4 ن م 60-260 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل يس ن ل ددعت م داض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، ELISA
ة ب ل ا ص ت م ل ا ة ي ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف ل ، ن ا س ن ا ل ا
SWISS	Q8N2W9
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 57
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك ي ف