

تام ادخ تسال Pibf1 - ج داضم ةل س ن ل ددع ت م ب ن ر أ داضم مسج Wb، IHC-P، و Elisa - Q8Wxw3

مقرر: CM0026500

ةمدقم

PIBF1 دض ةل س ن ل ددع ت م ب ن ر أ داضم مسج WB، تام ادخ تسال (PIBF/CEP90/JBTS33) يرش ب ل رأف ل و ناس ن إ ل ع م لعافت ي. ELISA، و IHC-P، باده أ ل ني و ك ت لوح تاسارد ل ل ي ل ا ث م. ذر ج ل و ةعان م ل م ل ع و ، ن و ر ت س ج و ر ب ل ت ا ر ا ش إ و ي ل س ا ن ت ل ا .

دي زم ل فر ع ا

راي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	PIBF1 (pAb) ةل س ن ل ددع ت م ب ن ر أ داضم مسج
ي ر أ ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
ف د ه ت س م ل ي ح ل ن ئ ا ك ل ا	ناس ن إ ل ا
م (ناس ن إ ل ا) فر ع م	10464
ن ج ل ا فر ع م	10464
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	PIBF1 يرش ب ل (Q8WXW3) ني ت و ر ب م 1-100 ة ني ن م أ ل ا ص ا م أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ا ف ة	ةل س ن ل ددع ت م داضم م ا س ا ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IHC-P، ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذر ج ل ا ، رأف ل ا ، ناس ن إ ل ا
م ق ر S W I S S	Q8WXW3
ن و ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 90
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك