


Anti-Piezo1/Fam38A J- Wb، Elisa - ةل يسننلا ددعت م داض م سح Q92508

رصننعل مقرر: CM0029044



ةمدقم

ةانق دض بنرأل نم ةل يسننلا ددعت م داض م سح ،ةيرشببلا اكنائيملل ةساسحلا PIEZO1 نويأ ثاأبأل بسانم . ELISA و Western blot ل دمتم سم للاب ساسحإل ،يكنائيملل ليوتحتلا ،ةومدلا ةيعوالا ايجولويبو

ديزملل فرعإ

ةمقلا	ةمعلما
ةل يسننلا ددعت م بنرأ داض م سح FAM38A/PIEZO1 (pAb)	جتمنل م سا
ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6	رخأ ءاسا/اطاحلا م
يرشب	عونلا
9780	نيجنل فرع م (يرشب)
9780	نيجنل فرع م
FAM38A/PIEZO1 نيتورب نم 1811-1952 ةينمألا ضامألل قباطم لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب (NP_001136336.2) يرشببلا	يعانملا دضتسملا
بنرأ	ردصملا
ةل يسننلا ددعت م داض م سح	ةفلا
WB, ELISA	قبطتلا
يرشب	يلدابتلل عافتلا
Q92508	SWISS
نوتلاد وليك 287	نيتورببلا ليئيزجلا نزلولا
جلت سيك	نحشلا