

خيطلت لل Pif4- ج داضم بنراً لئاسننلا ددعت م داضم مسج Q8W2F3 - يعانم الم يميزنإل رابتخال او يبرغل CM0019368: رصنع الم مقرر

ةمدقم

ةدوجل يلاع لئاسننلا ددعت م بنراً داضم مسج
تابن ي PIF4 خسننلا لماع دض
Arabidopsis thaliana) سيسي بويبارأل
خيطلت لل هتحصنم ققحتلا مت،
يلاثم. يعانم الم يميزنإل رابتخال او يبرغل
ةباجتسالا، ةيموركوتيفلا ةراشإل ثابأل
يرارحل لكشلا ومنو، يرارحل او ئيوضلا داهجإل
تاتابلل.

ديزملا فرعإ

ةمدعملا	ةمقلا
جتنم الم مسا	PIF4 Rabbit pAb
ءامسأل / اطاح الم ةراعتسملا	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; لماع لعافتلا لماع 4; SRL2; PIF4
عونلا	Arabidopsis thaliana
رشبلل) نيجلا فرعم	818903
نيجلا فرعم	818903
يعانملا دضتسملا	سيسي بويبارأل تابن ي PIF4 ني تورب نم 400 لى 300 نم ةنيماأل صامحأل نمض لسلسلت عم قفاوتي يعانص ديتبب يعانص ديتبب (NP_565991.2).
ردصملا	بنراً
ةئفلا	لئاسننلا ددعت م داضم الم ماسحأل
قبطتلا	WB, ELISA
لدابتلا لعافتلا	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8W2F3
ني توربلا نرو	نوتلاد وليك 48
نحشلا	جلت سيك