


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - J- Lئاسنل ددعت م برأ Pigu داضم Q9H490

رصنع ال مقرر: CM0019001



ةمدقم

م ت (Q9H490) لئاسنل ددعت م برأ PIGU داضم
WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ل ه ن م ققحت ال
وهو، يذرجل او يرأفل او يرشبل ال PIGU فشكي
ةكبش ال في GPI-anchor transamidase ن م نوكم
قيلختل ثاحبأل يل اثم. ةيمزال بودن إل
GPI- ل يوي ال.

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةمق ال
جت ن م ال م سا	PIGU Rabbit pAb
راع س م س/ات اطحال م	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
عاون ال	ناسن
ن ج ال فرع م	128869
ن ج ال فرع م	128869
دضت س م ال	يرشبل ال PIGU م 1-100 ةيمأل ا ضامأل لعاو لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب (NP_536724.1).
ردصم ال	برأ
ةف ال	لئاسنل ددعت م داضم م اسج
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقت ال لعاف ال	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	Q9H490
نيتوربل ال نزو	50kDa
نحش ال	جلت سيك