

يف مادختس الـ Pik3Ca ل داضم لئاسننل ددعتم داضم مسج Wb وIhc-P وIf/Icc وElisa - P42336

مصنوع الـ: CM0013294



مقدم

ددعتم داضم مسج وه PIK3CA Rabbit pAb
يرأفل او يرش بل PIK3CA فدهتسي لئاسننل
نم افلا أة عرفلا أة يزيفحتلا (دحول) يذجل او
مادختس الـ هتي حالص نم ققحتلا مت (PI3K).
ثا ب أ ب سانم. ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB
PI3K/AKT. عراش إال راسم و نا طرس الـ

ديزمل فرع

هم ل عمل	هم ي ال
ج تنم ال مس	PIK3CA Rabbit pAb
عراعتسم الـ: امس الـ/ات اطحال الـ	MCM: CCM4: CWS5: MCAP: PI3K: CLAPO: CLOVE: MCMTC: PI3K-alpha: p110-alpha: PIK3CA
عون الـ	ناسننل
ن ج الـ فـرم	5290
ن ج الـ فـرم	5290
يعانم الـ دضتسم الـ	PIK3CA (NP_006209.2) يرش بل PIK3CA نم 401-600 أة نيم الـ صامح الـ عم قفاوتي لسلسلتي ليع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم الـ	بنرال
أة	لئاسننل ددعتم داضم الـ امس الـ
قيبطت الـ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت الـ لعافت الـ	ذجل، رأفل، ناسننل
SWISS	P42336
يني تورب الـ نزول	نوتلاد وليك 124
نحش الـ	جلت سيك