

J- Pik3Cg J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

CM0029775: رصنع ال مقرر



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
PIK3CG (PI3K gamma)، لـ WB, IHC-P,
IF/ICC, ELISA. عم لدابت م لكش ب لعافت ي
داعم ينيتورب دضتسم. ذرل او رأف ل او ناسنل
ةفيظوو PI3K تاراش إةساردل يلاثم. بيكرتل
ةيعانم ال ايلخل.

ديزم ال فرع

لماعم ال	ةمق ال
جت نم ال م سا	PIK3CG Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال م	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
عون ال	ناسن
م (ناسن) ني ج ال فرع م	5294
ني ج ال فرع م	5294
دضتسم ال	بيكرتل داعم ينيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةف ال	لئاسنل ددعتم داضم
ق ي بط ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بعشت م لعافت ال	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	P48736
نيتورب ال نزو	126kDa
نحش ال	جلت سيك