

Anti-Pik3R3/P55Pik ج. داضم ةليسنل ديحو داضم مسج Wb - Q92569 ي ف مادختسالل

رصنعلا مقرر: CM0012253

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةليسنل ديحو داضم مسج
PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). نم ققحتلا مت
WB و ELISA ي ف مادختسالل هتيحالص
ذرجلاو رأفلاو ناسنإلا عم آي لدابت لغافتو
PI3K راسمو نيلوسنإلا تاراشإ ثاحبأل يلاثم

ديزملل فرعإ

ةمدعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	PIK3R3/p55PIK Rabbit mAb
تافدارملا/تاطحالما	p55؛ p55PIK؛ p55-GAMMA؛ PIK3R3/p55PIK
عونلا	ناسنإلا
نيجلا فرعم (ناسنإلا)	8503
نيجلا فرعم	8503
يعانملا دضتسملا	Q92569 (Q92569) يرشبال PIK3R3/p55PIK نيتورب نم 362-461 ةنيماألا صامألا نمض يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	ةليسنل ةديحو داضملا ماسجالا
قبطتلا	WB، ELISA
يلدابتلا لغافتلا	ذرجلا، رأفلا، ناسنإلا
SWISS	Q92569
نيتوربلل يئيزجال نزولا	نوتلاد وليك 54
نحشلا	جلت سيك